

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

Flashtemp



Facile, rapide et multi-usages

Mesure infrarouge, sans contact avec la peau

- Petit et léger
- Prise de température **sans contact**, sûre et hygiénique
- **Ecran rétro-éclairé**
- **Indicateur lumineux de fièvre** (écran rouge ou vert), alarme de fièvre
- Mémoire des **30 dernières mesures**
- **Arrêt automatique** après 60 secondes de non utilisation
- **Multi-usages** (mode corporelle et mode objet)
- Livré avec socle et housse de rangement
- Alerte température $\geq +37,8^{\circ}\text{C}$: 10 signaux courts et rétro-éclairage rouge



Caractéristiques

- Plage de mesure : mode corporel : $+34.0^{\circ}\text{C}$ à $+42.2^{\circ}\text{C}$
mode objet : $+0^{\circ}\text{C}$ à $+100.0^{\circ}\text{C}$
- Précision : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ entre 36.0°C et 39.0°C / résolution : 0.1°C
- Affichage : écran à cristaux liquides, 4 chiffres plus symboles spécifiques
- Conditions de fonctionnement : mode corporel : $+15.0^{\circ}\text{C}$ à $+40.0^{\circ}\text{C}$
mode objet : $+5.0^{\circ}\text{C}$ à $+40.0^{\circ}\text{C}$
- Arrêt auto : 60 secondes environ, après la fin de la mesure
- Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA
- Dimensions : 150 mm x 40 mm x 39 mm / poids : 81 g avec piles – 56 g sans pile
- Garantie : 2 ans

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
FLASHTEMP	CC 749 0200	34010 971 739 5 5

CE 0044