

**URGOSYVAL**

**SPARADRAP TAFFETAS BLANC**

**□ DESCRIPTION**

- Sparadrapp tissé.
- Support fil 100% acétate de cellulose, aéré, blanc.
- Masse adhésive synthétique, de haute tolérance cutanée, enduite sans solvant.

**□ PROPRIETES**

- Sécable sans ciseaux.
- Forte adhésivité et haute tolérance cutanée.
- Présenté en bobine avec protecteur latéral monobloc (flasque).

**□ INDICATIONS**

- Fixation de pansements non occlusifs de longue durée ou sur peau réactive aux résines terpéniques et/ou au latex.
- Mise en place de matériel médical.

**□ CONSEILS D'UTILISATION**

- Appliquer sur peau propre et sèche non lésée. L'usage de produits gras type pommades ou crèmes nuit à l'adhésivité.
- Surveiller régulièrement.

**□ CONTRE-INDICATIONS**

**URGOSYVAL est contre-indiqué dans le maintien de matériel humide, et donc dans l'indication de maintien de sondes en réanimation.**

**Dimensions**

5m x 1.25cm

5m x 2cm

5m x 2.5cm

5m x 5cm

**DONNEES TECHNIQUES**

SPECIFICATIONS		
<b>SUPPORT NU</b>	<b>Nature chimique</b>	Taffetas blanc, fil 100% acétate brillant ensimés en filature.
	<b>Grammage</b>	79 à 85 g/m <sup>2</sup>
	<b>Couleur</b>	Blanc
<b>MASSE ADHESIVE</b>	<b>Nature chimique</b>	Masse à base d'élastomères de synthèse et d'oxyde de zinc, enduite sans solvant.
<b>SUPPORT ENDUIT</b>	<b>Grammage de masse</b>	45 à 55 g/m <sup>2</sup>
	<b>Pouvoir Adhésif</b>	1,5 à 4,5 N/cm
<b>Péremption</b>		5 ans

*N.B : Données techniques indiquées pour information, ne font pas systématiquement l'objet d'un contrôle de routine.*

**STATUT REGLEMENTAIRE**

Dans l'Union Européenne, URGOSYVAL est un dispositif médical de classe I marqué CE. Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

*Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE*