

OXYMETRE DE POULS

Réf. OXY009

OXY-ONE PLUS



Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

OXYMETRE DE POULS

Réf. OXY009

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIA



DIAGNOSTICS

OXY-ONE PLUS

L'OXY-ONE PLUS est un oxymètre de pouls compact, écran OLED couleur, fourni avec : pochette de transport, deux piles AAA et dragonne.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ecran OLED
- ◆ Mode d'affichage en 4 directions
- ◆ Marche-Arrêt automatique
- ◆ Capacité de 12 mémoires
- ◆ Affichage 3 paramètres :
SpO2, Rythme cardiaque, Indice de perfusion
- ◆ Activation et désactivation du signal sonore
- ◆ Possibilité de la prise en continu ou ponctuelle (30sec)
- ◆ Norme CE médical et FDA
- ◆ Fourni avec mode d'emploi en 4 langues

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| ◆ Plages de mesure | : 35% - 100%
30BPM - 240BPM | ◆ Humidité | : 30% - 80% | ◆ Alimentation | : 2 Piles AAA |
| ◆ Dimensions | : 55x33x28cm | ◆ Pression | : 70 - 106 KPA | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 48g | ◆ Protection eau et poussière | : IP22 | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : 5°C - 40°C | | | ◆ Code EAN - ACL | : 6941900604407
6282580 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez - Parc d'activités
Roguez village - Bat E
06670 CASTAGNIERS-FRANCE

www.fracito.net