

TABOURET DE DOUCHE ASSISE RONDE

Simplicité et sécurité



- + Léger et pratique
- + Pieds réglables en hauteur sur 8 positions avec indicateurs de réglage
- + Structure en aluminium pour une résistance à la corrosion
- + Embouts antidérapants

Garantie
2 ans


REF 204039
EAN : 3389360017291

BÉNÉFICE PATIENT

Quand la station debout prolongée devient difficile, ce tabouret permet de prendre sa douche confortablement, en toute sécurité. La légèreté de ce siège permet de le déplacer aisément.

Son encombrement restreint en fait le compagnon idéal pour que la douche continue à être un moment de détente et de plaisir.

Poids maxi. utilisateur : 100 kg
Dimensions hors tout : P 34 x l. 34 x H 36/54 cm
Poids du produit : 1,2 kg



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- contact@euromedis.fr

Votre distributeur

TABOURET DE DOUCHE ASSISE RONDE

REF **204039**



Liste des pièces

N°	CODE ARTICLE	DESIGNATION
1	215047	Embout
2	199926	Assise
3	199914	Bouton poussoir
4	199950	Jeu de vis



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A La Tuilerie - 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- contact@euromedis.fr