


BARRE D'APPUI CANNELE

REFERENCES 815080 815081 815082 815083



Description

Barres d'appui à fixer au mur. Belle finition grâce aux caches-vis. Coudes en ABS et corps en PVC cannelé pour une meilleure tenue de la barre. Chevilles et vis non fournies à définir en fonction du mur support.

4 modèles disponibles :

- 815080 : longueur 30 cm
- 815081 : longueur 40 cm
- 815082 : longueur 45 cm
- 815083 : longueur 60 cm

Caractéristiques techniques

Charge maximum : 120 kg

Couleurs disponibles : blanc

Entretien :


Vérifier régulièrement si la barre est fixée de façon conforme au montage initial.
Nettoyer avec de l'eau ou produit non abrasif et non corrosif.

Normes applicables : UNI EN 12182 ; UNI CEI EN ISO 14971 ; UNI EN 1041

Poids :


- 815080 : 0.300 kg
- 815081 : 0.368 kg
- 815082 : 0.416 kg
- 815083 : 0.595 kg

Dimensions :



Vue éclatée

N°	Pièce	Quantité	Matière
1	Support de barre	2	ABS
2	Cache vis	2	ABS
3	Barre cannelée	1	PVC



Distributeur :



Identités

Rue de la Forgerie – ZA POLE 49
49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU