

Déambulateur fixe Brighton



Un appui pour plus d'autonomie

↳ Cadre de marche fixe **Brighton**

Une aide à la marche

- ☒ Cadre de marche **simple et léger**
- ☒ **Main courante continue** pour plus de sécurité
- ☒ **Réglage en hauteur** des 4 pieds par boutons poussoirs pour s'adapter à toutes les tailles

Caractéristiques

- ☒ Profondeur hors-tout : 42,5 cm
- ☒ Largeur hors-tout : 66 cm
- ☒ Hauteur des poignées : 80 à 88 cm
- ☒ Largeur entre poignées : 40 cm
- ☒ Matière : aluminium
- ☒ Couleur : gris métallisé
- ☒ Poids total : 1,9 kg
- ☒ Poids maximal supporté : **100 kg**



Référence	SA 120 1105	Code ACL	34010 956 986 5 8
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.