

# TABLE DE LIT ET DE FAUTEUIL

## SuppliTo Twin Top



### Une table modulable et ergonomique

#### Table de lit et de fauteuil réglable en hauteur

- Une table très stable avec structure acier et plateaux mélaminés gris ou effet bois.
- Un grand plateau principal **réglable en inclinaison** ainsi que d'un plateau fixe d'appoint.
- Plateaux avec **légers rebords** pour plus de sécurité.
- Réglage d'inclinaison sur **7 positions** (0 à 50°).



#### Caractéristiques

- Dimensions du plateau : **60x40 cm + 20x40 cm**
- Réglable en hauteur : **71 à 93 cm**
- Couleur de la structure : gris
- Matière de la structure : acier époxy
- Matière du plateau : mélaminé
- Couleur du plateau : gris ou effet bois
- Nombre de roulettes : 4 dont 2 avec freins
- Poids total : 9 kg
- Poids maximal supporté : **10 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
SUPPLITO TWIN TOP Grise	<b>860000002</b>	3664390168541
SUPPLITO TWIN TOP Couleur Bois	<b>860000004</b>	3664390168565

