



Points forts

Description

Pilulier électronique:

- Jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.
- Alarme portable pour se déplacer et ne pas manquer l'alarme.
- Composé de 7 boîtiers identifiables pour chaque jour.
- Jusqu'à 4 compartiments pour les prises quotidiennes.

Descriptif détaillé

Pilulier électronique complet et bien conçu:

- Un plateau pour le rangement et l'organisation des boîtiers.
- 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
- 4 compartiments quotidiens facilement identifiables.
- Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises. A poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.

Principaux avantages:

- Grâce à l'alarme portable, l'utilisateur peut se déplacer en toute autonomie et ne pas manquer les rappels. Jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.

Alarme portable:

- Affichage de l'heure sur l'écran digital (3.5 x 1.2 cm) équipé d'un couvercle de protection.
- Alarme sonore (80 dB).
- Jusqu'à 6 alarmes programmables par jour. Format 12H et 24H.

Dimensions boîtier quotidien: L.9 x P.5 x H.1.5 cm. Dimensions alarme: L.9 x P. 4.5 x H.1.5 cm.

Alimentation: 1 pile CR2032 3V (fournie).

Avantages Distributeur

Pilulier électronique très complet. Modèle hebdomadaire. Alarme portable.

Caractéristiques produit

Coloris : multicolore
Dimensions en cm : 13,5 x 11,5 x 8
Poids net en Gr : 270
Alimentation : 1* CR2032
Alimentation fournie : oui
Matière : PP

Code barres :
DEEE (en € HT) : 0.06
Normes : CE/ROHS
Notice : FR
Garantie : 1 an
Positionnement : CG

Vidéo produit

Logistique

Carton Hauteur (cm)	44	Carton Largeur (cm)	35.5
Carton Longueur (cm)	39.3	Carton Poids (kg)	
Code Douane	39249000	Code EAN Carton	136614742550
Colisage	36	Emb Dimension	14
Emb Dimension	8	Emb Dimension Verticale	12.5
PCB Client	36	Poids pdt emballé (gr)	310
Type Emballage	Boîte quadri		

Mots-clés