

# FAUTEUIL DE TRANSFERT

## Stan



Fauteuil manuel pliant à pousser.  
 Châssis : Couleur bronze.  
 Propulsion : Roues motrices 12"1/2 x 2"1/4 bandages. Roues directrices 6" (x 30 mm) bandages.  
 Dossier : Toile nylon noire renforcée classement anti-feu M4 avec mousse de rembourrage. Siège : Hauteur dossier : 41 cm. Hauteur sol/siège avant : 45 cm et hauteur sol/siège arrière : 41 cm. Profondeur du siège : 43 cm.  
 4 largeurs d'assise : **40, 43, 48 ou 51 cm.**  
 Largeur hors-tout : largeur d'assise + 17 cm. Ceinture ventrale.  
 Ensemble repose-pieds : Palettes repose-pieds réglables en hauteur. Accoudoirs : Largeur 4 cm et longueur 29,5 cm.  
 Système de freinage : Système de freinage pour tierce-personne couplé à des freins à pousser.



Date :  
 Nom du patient :  
 Cachet du distributeur :

Poids : à partir de **10,2 kg.**  
 Poids maximum de l'utilisateur : **115 kg.**

		Quantité	Code LPPR	LPPR TTC
<b>Stan - Coloris Bronze</b>				
<b>Choisissez votre taille</b>				
M 280 00700-BR20	40 cm		9248813	356,94 €
M 280 00300-BR20	43 cm			
M 280 00900-BR20	48 cm			
M 280 00500-BR20	51 cm			