



Bac à shampoing économique Homecraft

Réf : 091078153

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce bac à shampoing Homecraft est gonflable à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie). Le bac à shampoing gonflable est une solution idéale pour les personnes alitées. Il soutient parfaitement la tête et le cou. L'eau se vidange à l'aide d'un tuyau.

Caractéristiques de ce bac à shampoing Homecraft :

- PVC robuste
- Confortable
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité

Spécificités techniques

EAN	5028318009541
TVA	20 %
Condit.	à l'unité

Long.	95 cm (Tuyau de vidange)
Couleur	Beige
Dim. (L x l x h)	66 x 61 x 15cm (gonflé)
Larg. découpe pour nuque	13cm
Poids	725g
Top vente	Oui