


TABOURET DE DOUCHE

Pacific



Un tabouret pratique et sécurisant

Un tabouret fonctionnel

- **Réglable en hauteur sur 8 positions** par boutons poussoirs pour s'adapter à toutes les tailles.
- Des **encoches aux deux extrémités** de l'assise permettent d'y reposer le pommeau de douche pendant la toilette.
- Son **assise arrondie** épouse les formes du corps pour plus de confort.
- Muni de **deux poignées** pour faciliter l'assise et le relevé.
- Des **embouts antidérapants** aux quatre pieds assurent une stabilité du tabouret.



Caractéristiques techniques

- Largeur hors-tout : 51 à 53 cm
- Profondeur hors-tout : 43 à 47 cm
- Hauteur hors-tout : 38 à 56 cm
- Dimensions de l'assise : 51 x 30 cm
- Hauteur sol/assise : 35 à 53 cm
- Matière du châssis : aluminium
- Matière de l'assise : plastique
- Coloris de l'assise : blanc
- Poids total : 1,9 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg
- Conditionnement : unitaire

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
Pacific	SA2112006-BLA18	3664390150010

