

# FAUTEUIL DE TRANSFERT

## Stan 'Up



Nov-2017

drive | DeVilbiss HEALTHCARE Tarif 2017

<p>Fauteuil manuel à pousser <b>avec accoudoirs relevables.</b></p> <p>Système de freinage pour tierce-personne couplé à des freins à pousser.</p> <p>Ceinture ventrale, plaque protège-vêtement au niveau des accoudoirs, repose-pieds amovibles et escamotables.</p> <p>Roues motrices 12"1/2x 2"1/4 bandages (la paire). Roues directrices 6"(x 30mm) bandages (la paire).</p> <p>Hauteur dossier : 41 cm, hauteur sol/siège avant : 45 cm et hauteur sol/siège arrière : 41 cm.</p> <p>Toile nylon noire renforcée classement anti-feu <b>M4 avec mousse de rembourrage.</b></p> <p><b>Manchette</b> : largeur 4 cm et longueur <b>29,5 cm</b>          Profondeur du siège : 43 cm  <b>4 Largeurs d'assise</b> : 40, 43, 48 ou 51 cm          Largeurs hors tout : largeur d'assise + 17 cm</p> <p>Poids à partir de <b>11,7 kg</b></p> <p>Poids maximum de l'utilisateur : <b>115 kg</b></p>		<p>Date :</p> <p>Nom du patient :</p> <p>Cachet du distributeur :</p>
--	--	---

	Code LPPR	Quantité	Prix Public		LPPR
			HT	TTC	TTC
<b>CHASSIS (couleur rouge)</b>					
<i>Stan 'Up</i> - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité					
M 280 01200	40 cm	4252810	<b>338,33</b>	<b>356,94</b>	<b>356,94</b>
M 280 01300	43 cm	4252810			
M 280 01400	48 cm	4252810			
M 280 01500	51 cm	4252810			



## Kit de motorisation Powerstroll

<p><b>Kit de motorisation</b> pour tierce-personne.</p> <p><b>Batterie amovible</b> et rechargeable sur le fauteuil ou seule (kit livré avec chargeur).</p> <p><b>Puissance Moteur : 150 W</b></p> <p>Autonomie batterie : 16km          Vitesse maxi : 6km/h          Capacité batterie : 24V/12 Ah          Poids des kits complets : 19 kg dont 9 kg de batterie</p>	
---	--

	Quantité	Prix Public	
		HT	TTC
<b>Powerstroll P9 135 Kg</b>			
M 277 50000			
<b>Barre d'extension pour adaptation sur fauteuil jusqu'à 60 cm</b>			
M 427 76400			