

Fauteuil manuel *Stan'Up*



- Accoudoirs relevables
- 4 tailles 40 à 51
- Résistant et léger

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Stan'Up

Système de freinage pour tierce-personne et immobilisation par l'utilisateur.

Pliant pour un encombrement minimum aux dimensions 60 x 70 x 32 cm.



Toile nylon double épaisseur avec mousse de confort. Dossier pliant pour le transport.

Accoudoirs relevables multi positions.

Livré avec ceinture ventrale.

5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.



Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.

Châssis en aluminium. Poids à partir de 11.7 kg.

Toile en polyester certifié M4 traitement ignifugé.

Ensemble des substances utilisées conformes au règlement REACH : absence de phtalates, parabènes et arsenic.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Largueur hors-tout	Hauteur assise	Largueur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
 40 43 48 51	 43 cm	 57 60 65 68	 45 cm	 32 cm	 86 cm	 11,7 kg 11,8 kg 11,9 kg 12 kg	 115 kg

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 1 cm.

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

