

FAUTEUIL DE TRANSFERT

Stan



nov-2017

drive | DeVilbiss HEALTHCARE Tarif 2017

<p>Fauteuil manuel à pousser.</p> <p>Système de freinage pour tierce-personne couplé à des freins à pousser.</p> <p>Ceinture ventrale, repose-pieds amovibles et escamotables.</p> <p>Roues motrices 12"1/2x 2"1/4 bandages (la paire). Roues directrices 6"(x 30mm) bandages (la paire).</p> <p>Hauteur dossier : 41 cm, hauteur sol/siège avant : 45 cm et hauteur sol/siège arrière : 41 cm.</p> <p>Toile nylon noire renforcée classement anti-feu M4 avec mousse de rembourrage.</p> <p>Manchette : largeur 4 cm et longueur 29,5 cm Profondeur du siège : 43 cm 4 Largeurs d'assise : 40, 43, 48 ou 51 cm Largeurs hors tout : largeur d'assise + 17 cm</p> <p>Poids à partir de 10,2 kg</p> <p>Poids maximum de l'utilisateur : 115 kg</p>		<p>Date :</p> <p>Nom du patient :</p> <p>Cachet du distributeur :</p>
---	--	---

	Code LPPR	Quantité	Prix Public		LPPR
			HT	TTC	TTC
CHASSIS (couleur rouge)					
Stan - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité					
M 280 00700	40 cm	4252810	338,33	356,94	356,94
M 280 00300	43 cm	4252810			
M 280 00900	48 cm	4252810			
M 280 00500	51 cm	4252810			



Kit de motorisation Powerstroll

<p>Kit de motorisation pour tierce-personne.</p> <p>Batterie amovible et rechargeable sur le fauteuil ou seule (kit livré avec chargeur).</p> <p>Puissance Moteur : 150 W</p> <p>Autonomie batterie : 16km Vitesse maxi : 6km/h Capacité batterie : 24V/12 Ah Poids des kits complets : 19 kg dont 9 kg de batterie</p>	
---	--

	Quantité	Prix Public	
		HT	TTC
Powerstroll P9 135 Kg			
M 277 50000			
Barre d'extension pour adaptation sur fauteuil jusqu'à 60 cm			
M 427 76400			