

# TENSIOMÈTRE SPENGLER MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M), MYRTILLE SPENGLER

Réf. DSP513700



# TENSIOMÈTRE SPENGLER MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M), MYRTILLE SPENGLER



Réf. DSP513700

Élégant et coloré, le tensiomètre MOBI révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à sa nouvelle connectique brevetée.

Tensiomètre MOBI myrtille avec brassard taille M (adulte 25-34cm).  
Connectique brevetée, aimantée (tubulure Lifelink®) pour un changement de brassard en un instant.  
Nouveau brassard avec lecture facilité de l'index de taille.  
Résistant aux chocs grâce à sa construction en 3 couches hermetiques, ambidextre,  
Valve de précision inspirée des molettes macrométrique pour une meilleure sensibilité.  
Poire ergonomique.

Livré avec Brassard M ; en option 4 autres tailles de Brassards disponibles : XS, S, L, XL

INFORMATION : Le tensiomètre MOBI est parfaitement adapté à la crise sanitaire Covid-19

Pourquoi : Son brassard en TPU, lisse est facilement nettoyage pour éviter les contamination croisées.

Comment nettoyer le brassard : Utiliser un chiffon doux avec de l'eau tiède savonneuse (recommandé) ou vous pouvez également utiliser des lingettes antibactériennes

Comment nettoyer le Tensiomètre : Passer un chiffon doux avec de l'alcool à 75%

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446027957

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,520

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



11/01/2021 21:20 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP513700

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.