

Tablier LDPE 25 µ – Boite distributrice

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
de santé



Entretien



Industrie
alimentaire



Description produit:

- Tablier LDPE, épaisseur 25 µ,
 - Hauteur totale: 125 cm
 - Largeur totale: 81 cm
- A usage unique, non stérile
- Trou pour le passage de la tête
- Lien à nouer autour de la taille
- 1 coloris disponible: Transparent
- Conditionnement: Boite de 50 unités

Domaines d'application:

- Secteurs: Santé, entretien, agro-alimentaire
- Offre une protection contre les projections de liquides et autres tâches

Données réglementaires:

- Règlement 2016/425, catégorie I
- Contact alimentaire 1935/2004/EU



Références	Coloris	Matière	Epaisseur	Dimensions	Conditionnement
108059	Transparent	LDPE	25 µ	125 x 81 cm	50 unités / boîte 9 boîtes / carton



Tablier LDPE 25 μ – Boite distributrice

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Boites / carton	Unités : boite / carton	Cartons / palette	Plan de palettisation
108059	9	50 / 450	36	4 rangs de 9 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)	Origine
81 x 125 cm	17 g	39 x 26 x 26,8 cm	8,9 kg	Chine
EAN boite	EAN carton	Durée de vie	Stockage	
5703538018909	5703538018916	5 ans	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.	

